

DEMI MASQUE RESPIRATOIRE X200.402 CONFORT+

GERIN

- **Forme ergonomique**
avec soupape intégrée
- **En thermo-polyéthylène**
Anallergique, hygiénique et très souple
- **Mise en place facilitée**
Harnais + élastiques

DESCRIPTIF :

- Demi-masque en thermo-polyéthylène TPE : anallergique (sans latex, ni silicone) et très souple.
- Ajustement du masque facilité grâce au harnais avec 4 points de réglage, présents sur les brides réglables en textile élastique.
- Soupape expiratoire protégée par la jupe du masque.
- Demi-masque bi-galette équipé de deux raccords filetés femelles spéciaux, destinés à recevoir uniquement des filtres GERIN.



Vendu sans les filtres

UTILISATION :

- Contre les gaz, les vapeurs suivant le filtre utilisé: plusieurs références de filtres en fonction des contaminants rencontrés.
- En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le contaminant au poste de travail pour choisir une protection adaptée.

Précaution d'utilisation :

- Utiliser le masque et les filtres dans une pièce ventilée.
- La protection respiratoire doit être portée en permanence en présence du contaminant, dans des lieux où la concentration d'oxygène est impérativement supérieure à 17%.
- Changer les filtres dès l'apparition de l'odeur du produit toxique dans le masque.
- Dans le cas où vous ressentez un malaise ou une irritation quitter les lieux immédiatement et vérifier si le masque n'est pas endommagé.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

- Ce masque doit être lavé après chaque usage à l'eau savonneuse.
- A conserver dans un endroit propre et sec à l'abri de la lumière et de la poussière à une température comprise entre 5° et 40°.

NORMALISATION CE :

- Le demi-masque respiratoire FITMASK est conforme à la norme CE EN140 :1998.
- Responsable de la mise sur le marché : SIBOL
- Attestation CE délivrée par le laboratoire notifié APAVE n°0082.
- Contrôles annuels effectués par le laboratoire notifié AENOR n°0099.
- Consulter la notice d'utilisation à l'intérieur avant utilisation.

Référence X200402

Taille	Unique	Code barre	3355142004025
Dimensions boîtes	13.5 x 10.8 x 21.5 cm	Dimensions colis	60 x 40 x 45 cm
Poids boîtes	300 g	Poids colis	7 kg
Conditionnement	10 masques	Colisage	40 boîtes



Mise à jour 03-2013